

Title:	Beeping Error after Access			ID:
				0017
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2003-06-13	2003-06-13	STX40	CMa	

Q:

We have some trouble with a Storex 40.
It gives a "beep" error every time it opens the handler door!
Do you have any hints, suggestions?

A:

Check if the glass door knob activates the sensor.

***Alles klar! Das war der Fehler. Der Sensor ist ein kleines Stück zu tief,
somit geht der Kontakt wieder verloren, wenn man den Knopf ganz zu dreht
(Diode geht wieder aus...)***