

<b>Title:</b>	<b>Nachrüsten BCR</b>			<b>ID:</b>
				0160
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2002-10-29	2002-10-29	STX40	CMa	

## Q:

Ich habe eine frage zum STX40:  
Ich installiere gerade einen STX40. jetzt soll ein integrierter  
Barcodescanner nachträglich eingebaut werden. ist das vor ort ohne Probleme  
möglich?

## A:

Unglücklicherweise nein. Wir würde es vorziehen den Upgrade im Werk vorzunehmen falls  
dies irgendwie möglich sein sollte. Den Upgrade könnten wir jedoch ohne weiteres innerhalb  
einer Woche durchführen.